

FICHE TECHNIQUE



COFFRET DE SECOURS VINIFORCE

Référence : 240275

Caractéristiques :

Composition du kit de secours sur-mesure :

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 1 sachet de 12 pansements panachés (3 tailles)
- 1 pansements compressifs stériles
- 1 mèche hémostatique
- 10 compresses stériles 5 x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadraps sécables 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm gradués
- 1 pince à échardes en inox
- 1 paire de gants jetables
- 12 épingles de sûreté
- 6 lingettes de chlorhexidine
- 6 sachets de gel hydroalcoolique
- 2 doses de sérum physiologique stériles 5ml
- 1 sachet plastique
- 1 guide premiers secours
- Support mural fourni

► Ce coffret de secours en ABS résiste aux chocs.

► Numéros de secours facilement identifiables.

► Réunit une multitude de pansements ainsi que plusieurs sutures adhésives en cas de coupures.

- Ce kit d'urgence est fourni avec son support mural.
- Dispose d'une grande poignée robuste.

Mode d'emploi :

Où placer sa trousse de secours ?

- A portée de main.
- Dans une pièce non fermée.
- Visible et signalée par des panneaux d'affichage.
- Près d'un téléphone pour contacter les urgences.

Comment conserver son kit de secours ?

- Disposer la trousse de secours entreprise dans une pièce aérée et à l'abri de la chaleur afin d'éviter l'altération des produits ayant des principes actifs.
- Veiller à ce que son contenu soit révisé régulièrement.
- Noter les produits utilisés à chaque intervention sur le Guide des premiers secours placé dans la trousse.
- Vérifier les dates de péremption des produits pour assurer leur efficacité.
- Medisafe propose pour cela des produits de réassort à l'unité ou des kits complets de réassort.

Conditionnement :

A l'unité